

保証書

製品名	セルブロック バンカーバスター		
お買い上げ日	年	月	日 より1年間
お客様様	お名前	見 本	
	ご住所		
	お電話番号		
販売店			

本保証書は、お買い上げの日から1年以内に故障が生じた場合、下記の保証規定により無料で修理を行うことをお約束するものです。
本保証書のご提示がない場合、保証期間内であっても保証対象とならない場合がありますので、大切に保管してください。

【無料修理保証規定】

保証期間内に取扱説明書、添付書類等の注意書きに従って、お客様が正常な使用状態で故障した場合には、無料修理をさせていただきます。ただし、お客様が本製品を使用することにより、他に与えた障害等につきましては、本保証書の対象となりませんのでご注意ください。

【保証のご使用方法】

保証期間内に故障した場合には、本保証書をもとにお買い上げ販売店、もしくは弊社窓口にご連絡ください。

【保証期間中でも有料修理となる場合】

- 1.本保証書のご提示がない場合。
- 2.本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、および販売店名の記入がない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
- 3.使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷。
- 4.火災、地震、風水害、落雷、異常電圧、その他の天変地異、および公害、塩害等による故障、損傷。
- 5.お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障または損傷。
- 6.一般家庭用以外（業務用等の使用）の用途における故障または損傷。
- 7.ご使用による劣化、消耗及び消耗品の交換等必要な場合。

【その他】

- 1.本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 2.お客様の個人情報やご相談内容は、保証期間内の無料対応や修理のために記録を残すことがあります。これらの内容は正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- 3.本保証書は、本保証書に明示された期間および条件において、無料修理を約束するためのもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ販売店もしくは弊社窓口にお問い合わせください。
- 4.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社窓口へご連絡ください。
- 5.本保証期間経過後の修理や消耗品に関することは、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
- 6.本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.
- 7.ファットソリューションジェルは保証対象外です。

総発売元 株式会社 オムニ 〒657-0845 神戸市灘区岩屋中町3丁目2番8号

0120-77-55-22



OMNI

取扱説明書
一般家庭用

CellBlock Bunker Buster

セルブロック バンカーバスター

- お買い上げいただき誠にありがとうございます。
- 本製品を安全にご使用していただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この取扱説明書には保証書が付いており、故障や修理時にご提示願う場合がございます。お買い上げ日、販売店名などの記入を確かめ、大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1～3
セット内容と各部の名称	4
ご使用の前に	5～6
使い方	7～10
使い終わったら	11
故障かな？と思ったら	12
よくあるお問い合わせ	13
製品仕様	14
保証書	裏表紙

人への危惧、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生ずる危惧や損害を区分して、説明しています。

⚠ 危険 「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。

⚠ 警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

⚠ 注意 「障害を負うことや財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(図記号の例)

 してはいけない内容です。  実行しなければならない内容です。

⚠ 危険



次のような医用電子機器との併用は絶対にしない。
 ① ペースメーカー等の体内埋込型電子機器との併用
 ② 人工心肺等の生命維持用電子機器との併用
 ③ 心電計などの装着型の医用電子機器との併用
 ④ 他の医用機器との併用
 医用電子機器の誤作動を招く恐れがあります。

⚠ 警告



次のような方は使用しない。
 ① 心臓障害 ② 内臓障害 ③ 悪性腫瘍 ④ 急性疾患 ⑤ 感染症疾患 ⑥ 熱疾患 ⑦ 血圧異常
 ⑧ アレルギー体質 ⑨ 糖尿病 ⑩ 健康がすぐれない ⑪ 妊娠中
 ⑫ ステロイド系ホルモン剤を塗布、服用 ⑬ 睡眠薬を服用中 ⑭ 意思表示の出来ない ⑮ 生理中
 ⑯ 泥酔 ⑰ 幼児
 次のような部位には使用しない。
 ① 顔 ② 耳の周辺 ③ 口内 ④ 陰部 ⑤ 傷口 ⑥ 粘膜部 ⑦ 皮膚に異常がある
 ⑧ のどぼとけ(甲状軟骨)5cm以内 ⑨ ほくろ ⑩ イボ ⑪ ニキビ ⑫ 炎症 ⑬ 化膿
 ⑭ 色素沈着 ⑮ 刺青(タトゥー) ⑯ 過度の日焼けで赤く、ヒリヒリしている
 ⑰ シリコン、プラスチックなどを埋め込んでいる

⚠ 通院中の方は医師にご相談ください。



必ず守る

ボディの美容目的以外に使用しない。
 事故やトラブルの原因になります。

身体に異常を感じたり、発生した場合はすぐに使用を中止する。
 気分が悪くなったり、痛みを感じたり、炎症、発赤、湿疹など皮膚に異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。

取扱説明書及び添付書類記載以外の使用については絶対にしない。
 事故やトラブルの原因になります。

使用時間及び使用頻度は必ず守る。
 事故やトラブルの原因になります。

初めてご使用になるときや敏感肌の方は出力を弱に設定し、使用時間を短めにしてお肌の様子を見ながら使用する。
 お肌の炎症の原因になります。

必ず専用のACアダプターを使用する。
 事故や故障の原因になります。

必ず交流100Vで使用する。
 事故、火災、故障の原因になります。

使用後は必ずACアダプターをコンセントから抜く。
 事故、火災、故障の原因になります。

ACアダプターにほこりが付着しないように定期的に清掃をする。
 ホコリが付着して湿気などで絶縁不良になり、火災の恐れがあります。

本体から異臭や異常が発生したときは使用を中止する。
 そのまま使用すると火災、事故の原因になります。

安全上のご注意

セット内容と各部の名称

ご使用の前に

使い方

お手入れ方法

お知らせ

ご使用の前に

使い方

お手入れ方法

お知らせ


⚠ 警告	
水濡れ禁止	風呂場などの水分や湿気の多い所、温度の高い所、ほこりの多い所で使用したり、保管しない。 絶縁劣化により感電や火災、変形、故障の原因になります。
	濡れた手で触れない。 感電やショートの原因になります。
禁止	絶対に分解、改造、修理はしない。 感電、異常動作、ケガの原因になります。修理の際は弊社窓口にご連絡ください。
	子供の手の届かない所に保管し、子供には使用しない。 事故やトラブルの原因になります。
	火気（ストーブ・熱器具）や危険物のそばでは使用したり、保管しない。 火災、爆発、変形の原因になります。
	本体内部に異物を入れない。 事故や火災、感電、故障の原因になります。
	本体を落としたり、ぶつけたりして、損傷した場合は使用しない。 ケガや事故の原因になります。
	ACアダプターが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 火災や感電、ショート、やけどの原因になります。
	コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、挟み込んだり、重い物を乗せたりしない。 火災や感電、ショート、やけどの原因になります。
必ず守る	本製品は一般家庭用です。業務用として絶対に使用しない。 事故やトラブルの原因になります。
⚠ 注意	
禁止	お顔には使用しない。 お肌のトラブルの原因になります。
	他の美容器との同時使用はしない。 事故やケガ、トラブルの原因になります。
	他の機器の部品を使用しない。 事故やケガ、トラブルの原因になります。
必ず守る	ACアダプターをコンセントから抜くときは必ずACアダプターを持って抜く。 破損や感電の原因になります。
	本体ヘッド部をお肌の面に対して直角に密着させて、1箇所に固定せず、1秒間に1cmの速さで移動させる。
	必ず専用ジェルを使用する。 お肌のトラブルの原因になります。
使用前に専用ジェルの皮膚試験（パッチテスト）を行う。 お肌のトラブルの原因になります。 異常が現れた場合は、皮膚科専門医にご相談ください。	

本体




ACアダプター差込口

操作部



回転打撃モード設定
ランプ
LMHボタン
回転方向設定
ランプ
REVERSALボタン
電源/超音波モード設定
ランプ
SONICボタン

ヘッド部




外側回転部

超音波出力部

内側回転部

ACアダプター



プラグ



ファットソリューションジェル


※品質向上のため、通知なく仕様を変更することがあります。

ご使用前に

⚠ 注意 皮膚試験パッチテスト方法

●皮膚試験(パッチテスト)は肌トラブルを事前にチェックするための簡単なテストです

- (1) 二の腕の内側を石けんで洗い、タオル等でふきとる。
- (2) 洗ったところにファットソリューションジェルを塗り、2時間放置する。
 - 10円玉硬貨大にうすく塗り自然に乾燥させる。
 - 皮膚試験をした部分は、水でぬらしたり、こすったりしない。塗布部に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合、直ちにテストを中止し、洗い流す。



(3) 異常のないことを確認する。

- 2時間以内に異常がなければ、使用する。
- パッチテストの結果、異常が現れた場合は、使用をやめて皮膚科専門医に相談する。

ご使用前に


1. お肌をきれいにしましょう
お手入れする部位の汚れを落として、素肌の状態にしてください。




お肌に汚れが残っていると超音波のミクロの振動が伝わりにくくなり、十分な効果が得られません。



2. ACアダプターのプラグを本体のACアダプター差込口に差し込んでください。



3. ACアダプターの電源プラグを家庭用コンセント(AC100V)に差し込んでください。



使い方

ご使用の前に

使い方


お手入れ方法

お知らせ

1. ファットソリューションジェルを塗布

お手入れする部位、もしくは本体の超音波出力部にファットソリューションジェルをマスカット1粒ぐらいの量を塗布してください。

ジェルの適量
≡
直径約25mm
(マスカット1粒程度)




2. 本体を持ちましょう

本体真ん中の操作部を人差し指と中指で挟むようにしっかり持ってください。



落とす原因になります。



3. 電源ON


本体のSONICボタンを押してください。

下記のモードで機能します。

超音波モード：出力弱

回転打撃モード：OFF

SONICボタン



電源を入れると10分タイマーが作動します。
各モード切り替えてもタイマーは延長されません。

使い方

ご使用の前に


使い方

お手入れ方法

お知らせ

4. モード設定

各機能モード設定が行なえます。
各機能のボタンを押すたびにモードが切り替わります。



LMH
ボタン

REVERSAL
ボタン

SONIC
ボタン

超音波モード設定 (SONICボタン)

出力弱(ランプ1秒周期の点滅)電源ON時

出力強(ランプ0.5秒周期の点滅)

回転打撃モード設定 (LMHボタン)

回転停止(ランプ消灯)電源ON時

回転速度低速(ランプ2秒周期の点滅)

回転速度中速(ランプ1秒周期の点滅)

回転速度高速(ランプ0.5秒周期の点滅)

回転方向設定 (REVERSALボタン)

正転(ランプ点灯)電源ON時

逆転(ランプ点滅)

5. お手入れ時間

各部位10分を目安に最大でも20分を限度にしてください。

お手入れ可能部位 二の腕、ウエスト、ヒップ、太もも、ふくらはぎ




1日のお手入れ時間は必ず守ってください。

使い方


6. ヘッド部をお肌に密着させてゆっくりすべらせる

本体ヘッド部をお肌の面に対して、直角に密着させて1箇所
固定せず、約1秒間に1cmの速さで移動させてください。




7. 本体の動かし方


ウエスト




腕



ヒップ



太もも・ふくらはぎ



必ずお肌の面に対して直角に密着させて、
1箇所固定せず、1秒間に1cmの速さで
移動させてください。



お手入れ中ジェルが乾きましたら、再度
塗布してください。ジェルが不足すると
超音波のミクロの振動がお肌に伝わらな
くなり、効果が得られません




強く押さえつけないでください。本体に
負荷がかかり故障の原因になります。

8. お手入れを途中で止める場合


SONICボタンを1秒以上長押し
してください。電源がOFFになります。

SONICボタン長押し




9. お手入れ終了


タイマーが切れましたら、お手入れ終了です。
お肌に残ったジェルは、洗い流すか
拭き取ってください。



10. ACアダプターの電源プラグを
コンセントから抜いて、本体から
ACアダプターのプラグを抜いて
ください。



11. 本体についたジェルはやわらかい布などで
毎回きれいに拭き取ってください。



使い方

ご使用
の前に

使
い
方

お
手
入
れ
方
法

お
知
ら
せ

使い終わったら

本体のお手入れ方法

本体が汚れた場合は、乾いた布または、せっけん水を浸してよく絞った布でふき取ってください。汚れがひどい場合は、消毒用アルコールを用いてください。



必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。



洗剤（塩素、アルカリ性、酸性）シンナー、ガソリン、灯油、磨き粉、除光液、薬品などは変色の原因になりますので、絶対に使用しないでください。

保管について

- 湿度や温度の高い所、ホコリの多い所、液体の掛かる所では保管しないでください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 使用後は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。

廃棄について

本体や付属品を廃棄する場合は各自治体の条例に従って処分してください。

消耗品の追加購入

専用ジェルは追加購入が可能です。

販売店、オムニエステ事業部でお買い求めいただけます。

ファットソリューションジェル（温感、引き締め成分配合）

販売価格 ￥2,079—（税込）※送料別

ソニックゲル（無着色、無香料）

販売価格 ￥1,449—（税込）※送料別

※消費税は税率5%に基づいて計算しております。

故障かな？と思ったら

症 状	推測される原因	対 応
電源ボタンを押してもランプが点灯しない。	▶ ACアダプターがコンセントに正しく差し込まれていない。	▶ ACアダプターをコンセントに正しく差し込んでください。
	▶ ACアダプターのプラグが本体の差込口に差し込まれていない。	▶ ACアダプターのプラグを本体の差込口に正しく差し込んでください。
回転打撃が動作しない。	▶ 回転打撃モードの設定をしていない。	▶ LMHボタンを押して設定をしてください。
動作が止まる。	▶ ACアダプターのプラグが抜けている。	▶ ACアダプターのプラグをしっかりと差し込んでください。
	▶ タイマーが作動した。（10分経過した。）	▶ お手入れ完了。

上記の方法で正常に動作しない場合は下記へご連絡ください。



商品
別売品は

**修理・商品に関するお問い合わせ
別売品のお求め**



修理は

株式会社 オムニ エステ 事業部

フリーダイヤル 0120-77-55-22

受付時間10:00～12:00／13:00～17:00 月～金（祝日除く）
都合によりお休みさせていただくことがありますので、ご了承ください。

ご使用の前に

使い方

お手入れ方法

お知らせ

よくあるお問い合わせ

製品仕様

Q 超音波の振動が感じられない?

A. 超音波のミクロの振動は毎秒170万回と細かいため、体感を得られにくいものです。動作の確認方法として、超音波の出力を強に設定して超音波出力部に水滴を落としてください。水滴が跳ねていれば正常に動作しております。

Q 指定されたお手入れ時間を超えてお手入れしても大丈夫ですか?

A. 過度のお手入れは、お肌に負担を与えてトラブルの原因になるため、お手入れ時間は必ず厳守してください。

Q お手入れはどれぐらいの頻度ですれば良いですか?

A. 通常2〜3日に1回のお手入れで充分ですが、症状が特に気になる方は、毎日お手入れして頂いてもよいです。

Q 妊娠中ですが、使用しても大丈夫ですか?

A. 身体に悪影響はありませんが、デリケートな時期なのでご使用はお控えください。出産後落ち着いてからご使用ください。

Q 顔をお手入れしても大丈夫ですか?

A. ボディケア専用のため、顔へのご使用はお止めください。

Q 専用ジェルを使用しなければなりませんか?

A. ファットソリューションジェルは、超音波のミクロの振動をお肌に効率よく伝えるジェルです。(超音波出力部とお肌に隙間があると超音波が伝わりません。) また、本体をなめらかに動くようにし、温熱作用があるので効果的にお手入れすることが可能です。お肌に合わない方は、無着色、無香料のソニックゲルも販売しております。

Q 専用ジェルの代わりに化粧品・乳液や他のジェルなどを使用しても大丈夫ですか?

A. 専用ジェルを必ずご使用ください。
専用ジェル以外の化粧品では、超音波は伝わりません。また、肌に強い刺激を与えて、トラブルの原因になりますので、他の化粧品のご使用は避けてください。

製品仕様

商 品 名	セルブロック バンカーバスター
型 式	YM0-92
サ イ ズ	直径9.5×10cm
重 量	340g
材 質	ABS樹脂、ステンレス
定格電圧	DC24V1A
超音波周波数	1.7MHz
出力切替	超音波モード 2段階(弱/強) 回転打撃モード 3段階(低速/中速/高速)
製 造 国	日本


ファットソリューションジェル

内 容 量	100g
全 成 分	グリセリン、水、エタノール、トウガラシ果実エキス、 グレープフルーツ果実エキス、チャ葉エキス、イチョウ葉 エキス、アロエベラ葉エキス、アルニカ花エキス、ブツ チャーブルーム根エキス、キハダ樹皮エキス、ヒバマタ エキス、セイヨウトチノキ種子エキス、カルボマー、 PEG-60水添ヒマシ油、水酸化K、BG、香料
製 造 国	日本

ACアダプター

製 造 国 中国

※品質向上のため、通知なく仕様を変更することがあります。

愛情点検		長年ご使用の美容器の点検を!	
	このよう な症状はあ りませんか?	●電源を入れても時々動かない。 ●本体が変形していたり、コゲくさい臭 いがする。 ●その他の異常がある。	お願 い 故障や事故防止のため、 使用を中止し、電池を抜 いて必ず販売店にご相談 ください。